

# Compat® Go Pump



Bredd 11,4 cm och höjd 12,8 cm, djup 4,3 cm

## Tystgående, bärbar nutritionspump

Compat Go Pump är en tystgående och lättinställd pump p g a sin linjära pumpperistaltik, den tydliga displayen och knapparnas placering. Den fungerar lika bra som stationär pump som för mobilt bruk då den har en låg vikt (480 g). Den monteras enkelt upp på droppställning, sängstomme eller bordskant med hjälp av det inbyggda stativet som är roterbart för flexibilitet. Passar även bra för montering på rullstol och för ökad rörlighet kan pumpen lätt placeras i tillhörande Compat Go Ryggsäck.

### Inställningar

- Kontinuerlig matning: 1-600 ml/h
- Totalvolym: 1-5000 ml

### Säkerhet

- CE-godkänd
- Anti-freeflow system inbyggt i aggregatet genom den patenterade Robsonklämman som automatiskt stängs när pumpens dörr öppnas och förhindrar friflöde av sondnäring

- Ökad patientsäkerhet då larmet visas både visuellt i display och larmets ljudnivå kan justeras i tre nivåer
- Minnesfunktion lagrar infusionshastighet och infunderad volym även efter att pumpen varit avstängd
- Mycket lång batterikapacitet (24h vid 125 ml/h) och snabb uppladdning (5h). Har också en säker driftskapacitet vid låg batterispänning
- Möjlighet till nursecall och PDM-system

Vid frågor rörande utlåning och service av pumpar kontakta Nestlé Nutrition Kundservice, 020-78 00 20 eller Nestlés produktspecialist.

# Compat® Go Pump

## Aggregat till Compat Go Pump

- Anpassade till Europeisk Standard EN 1615
- Kan inte kopplas till intravenösa system
- Medicinport: låsbar T-port med luer-lockfattning för tillförsel av läkemedel eller vätska
- Fri från ftalaten DEHP
- För säker ihopkoppling med sond utan läckage är aggregatet försett med två kopplingsmöjligheter i distala änden: Universaladapter som passar till koniska sondspetsar och luer-lockfattning

## Compat® Go Universal Set – aggregat för matning tillsammans med Compat Go Pump

Lättinstallerat pumpaggregat för användning i Compat Go Pump. Hela aggregatet har pumpslinga vilket möjliggör att pumpen kan placeras vart som helst på aggregatet, för stor flexibilitet. Aggregatet är utrustad med den patenterade Robsonklämman som tillsammans med pumpen bildar ett Anti-freeflow system som förhindrar friflöde av sondnäring. Passar till Nestlé's alla sondnäringförpackningar samt andra påsar, glasflaskor och containrar på marknaden.

- Längd: 222 cm
- Innerlumen: 3 mm



## Compat® Go Portable Set – aggregat för den mobila patienten

Compat Go Portable Set är utformat utan droppkammare och är ett extra långt aggregat för att passa i Compat Go Ryggsäck. Det passar även mycket bra för de kliniker som önskar att placera Compat Go pump en bit bort från patienten (t ex IVA kliniker). Passar till Nestlé's Flexibags samt andra påsar och de flesta containrar på marknaden.

- Längd: 245 cm
- Innerlumen: 3 mm



## Compat® Go Ryggsäck – stilren ryggsäck till Compat Go Pump

Ryggsäck i diskreta färger för mobila patienter. Finns i två storlekar, vuxen och barn. En frigolitställning håller pumpen och sondnäringen på plats och är även värmeisolerande. För aggregatet finns en speciell skåra i frigoliten för att undvika att det viker sig samt för att behålla sondnäringens temperatur i aggregatet. Ryggsäcken kan tvättas i maskin på 40° C.



## Beställningar

Compat Go Pump och Compat Go ryggsäck kan beställas via Nestlé Nutrition Kundservice, 020-78 00 20 eller via Nestlé's produktspecialist. Aggregat till Compat Go Pump beställs via Apotek eller Kronans Droghandel (KD), Box 900, 745 25 Enköping. Telefon: 0771-758 758. Telefax: 0171-41 49 99.

| Produkt                 | Best.nr. Apotek/KD | Förpackning |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Compat Go Universal Set | 20 43 92           | 30 st       |
| Compat Go Portable Set  | 20 43 91           | 30 st       |

NHCN/feb/09