

# Compat® Standard Pump



Bredd 24 cm höjd 18,5 cm djup 13 cm

## Trygg och pålitlig stationär nutritions pump

Compat Standard Pump är en pålitlig nutritions pump som funnits i många år på den nordiska marknaden. Den har en roterande pumpperistaltik som ger den möjlighet att mata olika sondnäringens konsistenser utan problem. Compat Standard Pump monteras enkelt upp på droppställning genom inbyggd stativskruv.

### Inställningar


- Kontinuerlig matning: 1-295 ml/h
- Totalvolym: 1-9995 ml

### Säkerhet

- CE-godkänd
- Minnesfunktion för infusionshastighet och infunderad volym även efter det att pumpen varit avstängd
- Visuellt och akustiskt larm som kan justeras i flera nivåer
- Har god batterikapacitet (8h vid 100 ml/h) och en uppladdningstid på 12h
- Ny hållare för aggregatets droppkammare för att minimera risk för friflöde

Vid frågor rörande utlåning och service av pumpar, kontakta Nestlé Nutrition Kundservice, 020-78 00 20 eller Nestlés produktspecialist.

# Compat® Standard Pump



## Compat® Standard Universal Set – aggregat till Compat Standard Pump

Specialanpassat aggregat till Compat Standard Pump med pumpslinga i silikon som tillsammans med den roterande pumpperistaltiken på pumpen ger extra kraft att bli mata olika sondnäringskonsistenser. Aggregatet är försett med universalfattning med integrerad luftventil.

- Längd: 250 cm
- Innerlumen: 3 mm

### Brett användningsområde

Passar till Nestlé's alla sondnäringsförpackningar samt andra påsar, glasflaskor och containrar på marknaden.

### Säkerhet

- Anpassad till Europeisk standard EN 1615
- Kan ej kopplas till intravenösa system
- Samtliga detaljer är lila för att tydliggöra enteralt bruk
- Fri från ftalaten DEHP
- Användarvänlig och säker 3-vägskran för administrering av vätska eller läkemedel
- För säker och läckagefri ihopkoppling med sond är aggregatet försett med två kopplingsmöjligheter i distala änden: Lång och smal universaladapter som passar till koniska sondspetsar och luer-lockfattning
- Dustcap över den distala änden, för bättre hygien.

### Beställningar

Compat Standard Pump kan beställas via Nestlé Nutrition Kundservice, 020-78 00 20 eller via Nestlé's produktspecialist. Aggregat till Compat Standard Pump beställs via Apotek eller Kronans Droghandel (KD), Box 900, 745 25 Enköping. Telefon: 0771-758 758. Telefax: 0171-41 49 99.

Produkt	Best.nr	Förpackning
Compat Standard Universal Set	20 43 93	30 st

NHCN/feb/09